

# TRATAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES

O equipamento **MESOVEX** foi projetado para realizar tratamentos diretos de eletroporação facial e corporal e, além disso, utilizar o efeito dermotensor do frio e o fechamento dos poros com seu “crio-lifting”.



MESOVEX	
SISTEMA	ELETROPORAÇÃO DIRETA
PEÇAS DE MÃO	1 EP CORPORAL, 1EP FACIAL
ÁREA DE TRATAMENTO	CORPORAL 33CM2 / FACIAL 7'5CM2
CRIO-LIFTING	PELTIER +CIRCUITO DE AR
EXTRAS	CONTROLE DE SESSÃO, MULTILINGUE, CONTROLE DE BRILHO/CONTRASTE, AJUSTE DE FREQUÊNCIA
DIMENSÕES FÍSICAS	35X33X17CM
PESO	7'5KG
ALIMENTANDO	100-230VAC / 50-60HZ AUTO-REGULÁVEL

Redução de volume  
 Firmeza dérmica  
 Hidratação  
 Remoção de rugas  
 Celulite